

## PROFOTYTERMOMETER LEKARSKI Geratherm Medical AG Geratherm® clinic MODEL GT 2038 Niemcy  PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Przed zastosowaniem prosimy uważnie przeczytać!

### OPIS CZĘŚCI



<b>DANE TECHNICZNE</b>	
Zakres pomiaru:	od 32,0 °C do 43,9 °C; poniżej 32,0 °C wskazanie L °C, powyżej 43,9 °C wskazanie H °C
Rozdzielczość odczytu:	0,1 °C
Dokładność pomiaru:	±0,1 °C od 34,0 °C do 42,0 °C ±0,2 °C (inny zakres)
Wyświetlacz:	cieklokryształyczny 3 1/2 pozycji
Bateria: (dołączona)	Micro Alkaline 192 lub LR41 1,55 V
Zużycie energii:	0,15 mW przy pomiarze
Trwałość baterii:	ponad 200 godzin ciągłego stosowania
Wymiary:	121,00 mm x 18,00 mm x 9,80 mm
Masa:	ok. 11 g wraz z baterią
Sygnal dźwiękowy:	przez ok. 10 s po osiągnięciu temperatury końcowej
Funkcja pamięci:	(tylko model z układem pamięci) wbudowany układ pamięci, dzięki czemu wyświetlć można ostatnią zmierzoną wartość
Warunki użytkowania:	temperatura: od 10 °C do 35 °C wilgotność: od 30 <span> </span> % do 75 <span> </span> %
Warunki przechowywania:	temperatura: od -25 °C do 60 °C wilgotność: od 10 <span> </span> % do 83 <span> </span> %
Gwarancja jakości:	Termometry spełniają wymogi EN 12470-3:2000 (Elektryczne termometry o zwartej konstrukcji z mechanizmem maksymalnym). System Zarządzania Jakością certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 13485 gwarantuje przestrzeganie wymaganych kryteriów jakościowych.Umieszczenie na termometrze numer produkcyjny wskazuje datę produkcji przyrządu.



#### ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie poddawaj czujnika pomiarowego działaniu gorącej wody. Zamiast tego przyrząd przetrzeć suchą szmatką, a czujnik wyjąłową roztworem alkoholu etylowego.
- Termometru nie zrzucać, ani nie poddawać gwałtownym wstrząsom. Przyrząd nie jest wstrząsoodporny.
- Nie zginać i nie gryźć czujnika pomiarowego.
- Termometr chronić przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, wysoką temperaturą, dużą wilgotnością oraz pyłem.
- W razie nieregularnego działania lub uszkodzenia wyświetlacza należy zaprzestać stosowania termometru.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po każdorazowym użyciu oczyścić czujnik pomiarowy termometru.
- Przed zastosowaniem termometru ogrzać go do temperatury pokojowej.

#### WYMIANA BATERII

Po pojawieniu się migoczącego symbolu baterii  ⏏ należy wymienić baterię. W tym celu:

- Termometr odwrócić tak, aby widać było stronę z etykiątką. Zsunąć pokrywę (patrz rysunek poniżej).
- Ostrym niemetalowym przedmiotem usunąć zużyta baterie.
- Włożyć nową baterię guzikową 1,5 V tak, aby strona katodowa (-) była na górze.
- Dokładnie zamknąć pokrywę.



**UWAGA:** zużyta baterię usunąć jako odpad, w miejsce niedostępne dla dzieci. Połknięcie baterii może mieć skutki śmiertelne. W razie połknięcia baterii natychmiast udać się do szpitala, w celu jej usunięcia z organizmu. Nie wrzucać baterii do ognia, gdyż może ona eksplodować.

#### SPOSÓB UŻYCIA

- Naciśnij przycisk „wl./wyl.“. Na wyświetlaczu pojawia się  1888 <sup>°C</sup>.
- Migoczący symbol „L” oznacza, że termometr jest gotowy do dokonywania pomiarów.
- Przeprowadź odkażenie czujnika pomiarowego roztworem alkoholu etylowego. Umieść czujnik w miejscu pomiaru temperatury (w jamie ustnej, w odbytnicy, pod pachą itd.).
- Po zakończeniu pomiaru symbol C przestaje migotać, po czym rozlega się sekwencja sygnałów dźwiękowych.
- W celu uzyskania dokładnej wartości temperatury, po sygnale dźwiękowym należy przytrzymać termometr do trzech minut w miejscu pomiaru. Termometr wyłącza się automatycznie po upływie 9 minut od ostatniego pomiaru.

**WSKAZÓWKA:** Przed zastosowaniem termometr zawsze odkażać. W szpitalu odkażanie przeprowadzić musi doświadczony personel. Przed pomiarem umyć się.

**WSKAZÓWKA:** Odnośnie punktu 2: jeżeli temperatura pomieszczenia przekracza 32 °C, to termometr wskazuje aktualną temperaturę zamiast L °C.

**WSKAZÓWKA:** Odnośnie punktu 3: istnieje możliwość nałożenia na czubek czujnika higienicznej osłony plastikowej, co zapobiega infekcji krzyżowej lub ponownemu zakażeniu. Przy stosowaniu osłony czujnika pomiarowego wskazania temperatury mogą odbiegać o 0,1 °C od rzeczywistej wartości. Po każdorazowym zastosowaniu plastikowej osłony na czujnik pomiarowy termometru, należy ją usunąć do odpadów. Przyrząd przechowywać w bezpiecznym miejscu.

#### METODY POMIARU

**W JAMIE USTNEJ** (około 45 – 90 sekund)

Wprowadź czujnik pomiarowy głęboko pod język pacjenta. Poinstruj pacjenta, aby trzymał usta zamknięte. Zwykła temperatura ciała przy tej metodzie pomiaru wynosi 37 °C.

**W ODBYTNICY** (około 30 – 60 sekund)

Dla potrzeb szpitalnych nie należy zezwalać na doodbytniczne stosowanie termometru. Jeżeli lekarz zaleci ten rodzaj pomiaru temperatury, można zastosować osłonę ochronną czujnika pomiarowego. Umieść termometr w tej osłonie. Osłonę czujnika pomiarowego nasmaruj żelem rozpuszczalnym w wodzie, co ułatwi wprowadzenie termometru. Nie stosuj wazeliny surowej. Czubka czujnika pomiarowego nie wprowadzaj do odbytnicy głębiej niż na 1,5 cm. ZAPRZESTAŃ wprowadzania, jeżeli odczujesz jakikolwiek opór. Element pomiarowy znajduje się na samym czubku czujnika pomiarowego, dlatego też nie ma potrzeby głębokiego wprowadzania czujnika do odbytnicy. Zwykła temperatura ciała przy tej metodzie pomiaru wynosi około 37,6 °C.

**POD PACHĄ** (około 60 – 120 sekund)

Dół pachowy przetrzyj suchym ręcznikiem. Czujnik pomiarowy wetknij pod pachę pacjenta i zadbaj o to, aby jego ramię mocno przylegało do korpusu ciała. Zwykła temperatura ciała przy tej metodzie pomiaru wynosi 36,7 °C.

**WSKAZÓWKA:** W przypadku dzieci, podczas całego procesu pomiaru i rejestrowania temperatury obecna powinna a być osoba dorosła. Termometr cyfrowy, po jego zastosowaniu, należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu małe dzieci. W przypadku pomiaru temperatury dwoma różnymi termometrami mogą wystąpić różne pomiary, związane z zakresem ich tolerancji dokładności. Różnice wskazań występują przy każdym pomiarze.

#### CZYSZCZENIE

- W warunkach domowych, przed i po zastosowaniu termometru, każdorazowo oczyścić czujnik pomiarowy.
- Zaleca się stosowanie łagodnej wody mydlanej i 70-procentowego roztworu alkoholu izopropylowego.
- Nie stosować gorącej wody!
- W celu odkażenia czujnika pomiarowego zaleca się stosowanie poniższych środków dezynfekujących. W każdym przypadku należy przestrzegać wskazówek producenta.

<b>Środek dezynfekujący</b>	<b>Stężenie</b>	<b>Metoda</b>
Etanol	70-80 <span> </span> %	czujnik pomiarowy przetrzeć szmatką nawilżoną środkiem dezynfekującym
Alkohol izopropylowy	70-90 <span> </span> %	czujnik pomiarowy przetrzeć szmatką nawilżoną środkiem dezynfekującym
Aidehyd glutarowy	0,5-2 <span> </span> %	czujnik pomiarowy zanurzyc na 30 minut
Alkiopoliainoetyl oglicyna	0,05-0,2 <span> </span> %	czujnik pomiarowy zanurzyc na 30 minut
Chlorek		
alkilobenzylodwumetyloamoniowy	0,1 <span> </span> %	czujnik pomiarowy zanurzyc na 30 minut
Chlorek dwuizobutylo-fenoksy-etoksy-etylodwumetylobenzylaoamony	0,1 <span> </span> %	czujnik pomiarowy zanurzyc na 30 minut
Chlorohexydyna glukonianu	0,1-0,5 <span> </span> %	czujnik pomiarowy zanurzyc na 30 minut
Podchloryn sodowy	0,02-0,05 <span> </span> %	czujnik pomiarowy zanurzyc na 30 minut

**Wskazówka:** Każdy inny roztwór czyszczący, stężenie lub metoda czyszczenia prowadzić może do nieprawidłowego działania termometru!

#### GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na okres dwóch lat od daty zakupu termometru, obejmującej wszelkie usterki zaistniałe w trakcie zwykłego stosowania przyrządu. Jeżeli ze względu na wybrakowane części lub niewłaściwy montaż termometr nie działa w sposób prawidłowy, dokonujemy jego bezpłatnej naprawy. Niniejszą gwarancją objęte są wszystkie części termometru za wyjątkiem baterii. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z przyrządem nie są objęte roszczeniami gwarancyjnymi. W przypadku stosowania termometru do celów zawodowych zalecamy przeprowadzanie co dwa lata kontroli technicznej w autoryzowanym laboratorium (w Niemczech jest to wymóg ustawowy). Przy usuwaniu przyrządu i baterii jako odpadu należy przestrzegać obowiązujących w tym zakresie przepisów.

**Producent:**  
Geratherm Medical AG  
Fahrenheitstrasse 1  
98716 Geschwenda  
Niemcy

 CE 0118

## DIGITALNÍ LÉKÁRSKÝ TEPLOMĚR Geratherm Medical AG Geratherm® clinic MODEL GT 2038 Německo  CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím pečlivě pročtete!

### POPIS ČÁSTÍ



<b>UDAJE</b>	
Rozsah měření:	32,0 °C až 43,9 °C; Pod 32,0 °C displej L °C; Nad 43,9 °C displej H °C
Rozlišení:..	0,1 °C
Přesnost měření:	±0,1 °C od 34,0 °C do 42,0 °C, ±0,2 °C (jiná oblast)
Displej LCD na jedno desetinné místo:	Displej LCD 3 1/2 místa
Baterie (přiložena):	Micro Alkaline 192 nebo LR41 1,55 V
Spotřeba energie:	0,15 mW při měření
Životnost baterie:	Přes 200 hodin trvalého provozu
Rozměry:	121 mm x 18,00 mm x 9,80 mm
Hmotnost:	Asi 11 g včetně baterie
Tón Pipnutí:	Akustický signál po dobu asi 8 sekund při dosažení konečné teploty
Tón posledního měření:	Zabudovaná paměť: tak je možno zobrazit naposledy naměřenou hodnotu
Provozní podmínky:	Teplota: 10 °C až 35 °C Vlhkost: 30 <span> </span> % až 75 <span> </span> %
Podmínky pro uchování:	Teplota: -25 °C až 60 °C Vlhkost: 10 <span> </span> % až 83 <span> </span> %
Záruka kvality:	Termoměry splňují požadavky EN 12470-3:2000 (Elektrické kompaktní teploměry s maximálním zařízením). Podle EN ISO 13485 certifikovaný systém řízení kvality zaručuje dodržování ožadovaných kritérií kvality. Pomocí umístěného čísla série může být zjištěna doba výroby.




#### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Senzor se nesmí dostat do styku s horkou vodou. Namísto toho čistíte přístroj otřením suchým hadříkem a sterilizujete senzor lékařským líhem.
- Nenechte teploměr spadnout a nevystavuje ho náhlému nárazu.
- Neohýbejte senzor a nekousejte do něj.
- Chraňte teploměr před slunečním zářením, vysokými teplotami, vysokou vlhkostí a prachem.
- Teploměr již nepoužívejte, pokud pracuje nepravidelně nebo pokud je displej vadný.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nerozebírejte teploměr s výjimkou výměny baterie.
- Pokud byl teploměr uchováván při teplotách pod bodem mrazu, nechejte ho před použitím ohřát na pokojovou teplotu.

#### VÝMĚNA BATERIE

Pokud se objeví značka pro baterie  ⏏ a bliká, musí být baterie vyměněna. V tom případě:

- Otočte teploměrem, aby ukazoval stranou s etiketou k uživateli. Odstraňte kryt (viz obrázek dole).
- Špičatým předmětem odstraňte použitou baterii (nepoužívejte ostrý kovový předmět).
- Vložte nový knoflíkový akumulátor 1,5 V s katodovou stranou (-) nahoru.
- Bezpečně uzavřete kryt.



**POZOR:** Řádně a mimo dosah dětí zlikvidujte starou baterii. Nevhadzujte baterii do ohně, může explodovat.

#### POUŽITÍ

- Stiskněte tlačítko Zapnuto/vypnuto. Na displeji se objeví  1888 <sup>°C</sup>.
- Uvolníte tlačítko Zapnuto/Vypnuto a na displeji bude blikat L °C s °C.
- Dezinfikujte senzor lékařským líhem. Umístěte senzor (orální, rektální, axilární atd.).
- Pokud na displeji již neblíká značka stupně (obvykle do 40 až 120 sekund), bude zobrazena přesná teplota. Zobrazení teploty se nezmění, pokud přestane. Pouze u modelu se zvukovým signálem se asi na 10 sekund rozezní poplášňý signál, když °C přestane blikat.
- Přístroj se po (asi) 10 minutách automaticky vypne.

**UPOZORNĚNÍ:** Teploměr před použitím vždy dezinfikujte. Na klinikách bude dezinfekce provedena zkušeným personálem

**UPOZORNĚNÍ:** Ke kroku 2: Pokud je teplota v místnosti více než 32 °C, bude zobrazena tato namísto L °C.
**UPOZORNĚNÍ:** Ke kroku 3: Můžete nasadit na špičku senzoru plastovou ochranu, abyste se vyhnuli křížové infekci a opětovné nůžke. Při zakrytí senzoru může dojít k odchýlkám od skutečné teploty 0,1 °C. Každou plastovou ochranu senzoru zlikvidujte a uchovávejte přístroj na bezpečném místě.

#### MĚŘICÍ METODY

**ORÁLNĚ** (asi 45 – 90 sekund)

Vložte hrot teploměru ke kořeni jazyka. Upozorněte pacienta, aby měl ústa zavřená. Normální teplota při této metodě je 37 °C.

**REKTÁLNĚ** (asi 30 – 60 sekund )

Pokud Váš lékař doporučuje rektální měření teploty, můžete použít ochranný kryt na senzor. Zasuňte teploměr do tohoto ochranného krytu. Natřete ochranný kryt pro senzor gelem rozpustným v vodě, abyste ulehčili zavedení. Nepoužívejte surovou vazelínu. Nezavádějte špičku senzoru dále než 1,5 cm do rekta. PRERUŠTE, pokud ucítíte nějaký odpor. Normální teplota při této metodě činí asi 37,6 °C.

**AXILÁRNĚ** (asi 60 – 120 sekund )

Otřete podpažní jamku suchým ručником. Zasuňte senzor do podpažní jamky pacienta a dbajte na to, aby byla jeho paže pevně přitlačena na stranu těla. Normální teplota při této metodě činí 36,7 °C.

**UPOZORNĚNÍ:** U dětí by měl být ěhem celého procesu měření a zaznamenání teploty přítomen dospělý. Po použití by měl být digitální teploměr uchován na bezpečném místě, mimo dosah malých dětí. Pokud srovnáváte teploty mezi dvěma teploměry, je možné, že zobrazují dvě rozdílné teploty, zejména pokud oba teploměry jsou ve své toleranci přesnosti. Existují rozdíly při každém měření. Rozdíly existují při každém měření a v rámci rozsahu tolerance teploměru mohou nastat rozdíly téměř 0,1 °C.

#### ČIŠTĚNÍ

- Při domácím použití vždy vyčistíte hlavu senzoru **před a po** každém použití.
- Doporučujeme jemnou mydlovou vodu a 70%-ní izopropylalkohol.
- Nepoužívejte horkou vodu!
- Pro dezinfekci použijte prosím následující dezinfekční prostředky. V každém případě sledujte pokyny výrobce.

<b>Dezinfekční prostředek</b>	<b>Koncentrace</b>	<b>Metoda</b>
Etanol	70-80 <span> </span> %	Senzor otřete hadříkem navlhčeným dezinfekčním prostředkem
Isopropylalkohol	70-90 <span> </span> %	Senzor otřete hadříkem navlhčeným dezinfekčním prostředkem
Glutaraldehyd	0,5-2 <span> </span> %	Ponořte senzor na 30 minut
Alkylpolyaminoetylglycin	0,05-0,2 <span> </span> %	Ponořte senzor na 30 minut
Benzylkoniumchlorid	0,1 <span> </span> %	Ponořte senzor na 30 minut
Benzathoniumchlorid	0,1 <span> </span> %	Ponořte senzor na 30 minut
Glukonatchlorhexidin	0,1-0,5 <span> </span> %	Ponořte senzor na 30 minut
Chlornan sodný	0,02-0,05 <span> </span> %	Ponořte senzor na 30 minut

**Poznámka:** Každý jiný čističí roztok, rozředění nebo čističí metoda mohou vést k chybné funkci teploměru!

#### ZÁRUKA

Na tento teploměr je při běžném použití poskytnuta záruka za případné chyby ze strany výrobce na tři roky od data koupě. Pokud Váš přístroj nefunguje správně na základě vadných dílů nebo montáže, opravíme ho bezplatně. S výjimkou baterie podléhají všechny díly přístroje této záruce. Záruce nepodléhají škody na Vašem přístroji způsobené nesprávným použitím. Při profesionálním použití doporučujeme nechat přístroj každé 2 roky zkontrolovat ohledně měřicí techniky autorizovaným laborator (v Německu je zákonem předepsáno). Při likvidaci přístroje a baterií je nutno dbát právě platných předpisů.

**Výrobce:**  
Geratherm Medical AG  
Fahrenheitstrasse 1  
D-98716 Geschwenda  
Německo

 CE 0118

## DIGITALNÍ LÉKÁRSKÝ TEPLOMĚR Geratherm Medical AG Geratherm® clinic MODEL 2038 Nemecko  SK

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím starostlivo prečítajte!

### POPIS ČASTÍ



<b>DANE TECHNICZNE</b>	
Rozsah merania:	32,0 °C až 43,9 °C; Pod 32,0 °C displej L °C; Nad 43,9 °C displej H °C
Rozlíšenie:	0,1 °C
Presnosť merania:	±0,1 °C od 34,0 °C do 42,0 °C ±0,2 °C (iná oblasť)
Displej:	Displej LCD 3 1/2 miesta
Batéria: (priložená)	Micro Alkaline 192 alebo LR41 1,55 V
Spotreba energie:	0,15 mW pri meraní
Životnosť batérie:	Cez 200 hodín trvalej prevádzky
Rozmery:	121 mm x 18 mm x 9,8 mm
Hmotnosť:	Asi 11 g vrátane batérie
Pípací tón:	Akustický signál na čas asi 10 sekúnd pri dosiahnutí konečnej teploty
Prevádzkové podmienky:	Zabudovaná pamäť, tak je možné zobrazíť naposledy nameranú hodnotu
Podmienky na uschovanie:	Teplota: 10 °C až 35 °C, Vlhkosť: 30 <span> </span> % až 75 <span> </span> %
Záruka kvality:	Teplota: -25 °C až 60 °C, Vlhkosť: 10 <span> </span> % až 83 <span> </span> % <p>Teplomery spĺňajú požiadavky EN 12470-3:2000 (Elektrické kompaktné teploměry s maximálnym zariadením). Podľa EN ISO 13485 certifikovaný systém nadenia kvality zaručuje dodržiavanie požadovaných kritérií kvality. Pomocou umiestneného čísla dávky môže byť zistená doba výroby.</p>




#### BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

- Senzor sa nesmie dostať do styku s horúcou vodou. Namiesto toho čistíte prístroj utretím suchou handričkou a sterilizujete senzor etylalkoholom na potieranie.
- Nenechajte teplomer spadnúť a nevystavujte náhlemu nárazu.
- Neohýbajte senzor a nekušajte doň.
- Uchovávajte teplomer chránený pred priamym slnečným žiarením, vysokými teplotami, vysokou vlhkosťou a prachom.
- Teplmer už nepoužívajte, ak pracuje nepravidelne alebo ak je displej chybný.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nerозeberajte teplomer s výnimkou výmeny batérie.
- Ak bol teplomer uschovávaný pri teplotách pod bodom mrazu, nechajte ho pred použitím ohriať na izbovú teplotu.

#### VÝMENA BATÉRIE

Ak sa objaví značka batérie  ⏏ a bliká, musí byť batéria vymenená. V tom prípade:

- Otočte teplomerom, aby ukazoval stranou s etiketou k používateľovi. Odstráňte kryt
- (viď obrázok dole).
- Špičatým predmetom odstráňte použitú batériu (nepoužívať ostrý kovový predmet).
- Vložte novú batériu 1,5 V s katódovou stranou (-) hore.
- Bezpečne uzatvorte kryt.



**POZOR:** Riadne a mimo dosahu detí zlikvidujte starú batériu. Nevhadzujte batériu do ohňa, môže explodovať.

#### POUŽÍVANIE

- Zatláčte tlačidlo Zapnuté/vypnuté. Na displeji sa objaví  1888 <sup>°C</sup>.
- Uvoľníte výkonový vypínač a na displeji bude blikat L °C s °C.
- Dezinfikujte senzor etylalkoholom na potieranie. Umiestnite senzor (orálne, rektálne, axilárne atď.).
- Ak na displeji už neblíká značka stupňa (obvyčajne do 40 až 120 sekúnd), bude zobrazená presná teplota. Zobrazenie teploty sa nezmění, ak prestane °C blikat. Len pri modeloch s pipacím tónom sa na asi 10 s rozoznie poplášňý signál, keď °C prestane blikat.
- Přístroj sa po (asi) 10 minútach automaticky vypne.

**UPOZORNENIE:** Teplomer pred použitím vždy dezinfikujte. Na klinikách bude dezinfekcia vykonaná skúseným personálom

**UPOZORNENIE:** Ku kroku 2: Ak je teplota v miestnosti viac ako 32 °C, bude zobrazená táto namiesto L °C.

**UPOZORNENIE:** Ku kroku 3: Môžete nasadiť na špičku senzora plastovú ochranu, aby ste sa vyhnli křížovej infekcii a opätovné nůžke.

Pri zakrytí senzora môže dôjsť k odchýlkam od skutočnej teploty 0,1 °C.

Každú plastovú ochranu senzora zlikvidujte a uschovávajte prístroj na bezpečnom mieste.

#### MERACIE METÓDY

**ORÁLNĚ** (asi 45 – 90 sekund)

Zasuňte senzor ďaleko pod jazyk pacienta. Upozornite pacienta, aby mal ústa zatvorené. Normálna teplota pri tejto metóde je 37 °C.

**REKTÁLNE** (asi 30 – 60 sekund )

Ak váš lekár odporúča rektálne meranie teploty, môžete použiť ochranný kryt na senzor. Zasuňte teplomer do tohto ochranného krytu. Natrite ochranný kryt pre senzor géloom rozpustným v vode, aby ste uľahčili zavedenie. Nepoužívajte surovú vazelínu. Nezavádzajte špičku senzora ďalej ako 1,5 cm do rekta. PRERUŠTE, ak ucítite nejaký odpor. Normálna teplota pri tejto metóde je asi 37,6 °C.

**AXILÁRNĚ** (asi 60 – 120 sekúnd )

Otřite podpažsú jamku suchým ručnikom. Zasuňte senzor do podpažsúnej jamky pacienta a dbajte na to, aby bola jeho paže pevne priláčená na stranu tela. Normálna teplota pri tejto metóde je 36,7 °C.

**UPOZORNENIE:** Pri detoch by mal byť počas celého procesu merania a zaznamenávania teploty prítomný dospělý. Po použití by mal byť digitálny teplomer uchovaný na bezpečnom mieste, mimo dosahu malých detí.

Ak porovnávate teploty medzi dvoma teplomermi, je možné, že zobrazujú dve rozdielne hodnoty, najmä ak oba teploměry sú vo svojej tolerancii presnosti. Existujú rozdiely pri každom meraní.

#### ČIŠTENIE

- Pri domácóm použití vždy vyčistíte hlavu senzora pred a po každom použití.
- Odporúčame jemnú mydlovú vodu a 70%-ný izopropylalkohol.
- Nepoužívajte horúcu vodu!
- Na dezinfekciu použite prosím nasledujúce dezinfekčné prostriedky. V každom prípade
- dodržiujte pokyny výrobcu.

<b>Dezinfekčný prostriedok</b>
--------------------------------

